



Mixer B-400 (เครื่องบด)

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การเตรียมตัวอย่าง

Mixer B-400 (เครื่องบด) มีประสิทธิภาพสูงในการบดตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันและสามารถใช้งานได้ง่าย ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวอย่างสำหรับกระบวนการวิเคราะห์ของคุณ

มีความยืดหยุ่น
ครอบคลุมการใช้งานที่
หลากหลายด้านอาหาร
และอาหารสัตว์



ใช้งานง่าย

ควบคุมกระบวนการบด
ตัวอย่างแบบอัตโนมัติ



สามารถทำซ้ำได้

ตัวอย่างที่บดจะไม่มีปนเปื้อน
และมีความละเอียดเพียงพอตาม
ที่การวิเคราะห์ต้องการ

B-400: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ



มีความยืดหยุ่น

- สามารถบดตัวอย่างได้แม้ว่าจะมีน้ำ ไขมัน หรือเส้นใยอยู่ในปริมาณสูง
- สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างได้ เนื่องจากใช้เม็ดที่ผลิตจากวัสดุเซรามิกคุณภาพสูง
- สามารถใช้ร่วมกับการทดสอบทางจุลชีววิทยาเนื่องจากวัสดุที่ใช้สามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อได้
- สามารถใช้ร่วมกับตัวอย่างอุณหภูมิต่ำในกรณีของตัวอย่างแช่แข็ง



ใช้งานง่าย

- กระบวนการบดชิ้นงานดำเนินการได้ไม่ยุ่งยาก
- สามารถปรับความเร็วได้โดยอัตโนมัติในกรณีเกิดแรงเสียดทานสูง
- ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานและฟังก์ชันใช้งานที่ปลอดภัยได้ในระดับสูงสุด



สามารถทำซ้ำได้

- อัตราการคืนกลับของตัวอย่างสูงและการเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำเนื่องจากการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่ดี
- ไม่มีการสลายตัวทางความร้อนเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการบดที่สั้น
- ไม่มีผลกระทบที่ตามมาจกขั้นตอนการทำความสะอาด
- ปราศจากการปนเปื้อนเนื่องจากใช้เม็ดที่ผลิตจากเซรามิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



SpeedDigester
K-439 / K-425 / K-436
ประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับการย่อยแบบ IR



HydroEx H-506
การย่อยด้วยกรด



FatExtractor E-500
รวดเร็วและสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน การสกัด
ไขมัน



ProxiMate™
เครื่องมือ NIR
สำหรับสภาพ
แวดล้อมที่
รุนแรง

