



Mixer B-400

Préparation optimisée des échantillons

Le Mixer B-400 allie simplicité d'utilisation et grande puissance d'homogénéisation. C'est un appareil indispensable à la préparation des échantillons dans le cadre d'un processus d'analyse.

Flexibilité

Convient à une large gamme d'applications dans le secteur de l'alimentation



Convivialité

Régule automatiquement le broyage



Résultats reproductibles

Broyage des échantillons sans contamination et à la granulométrie requise

B-400: Aperçu des avantages les plus importants



Flexibilité

- Broie les échantillons même ceux à forte teneur en eau, en graisses et en fibres
- Analyse des traces avec le couteau en céramique inerte de grande qualité
- Essais microbiologiques basés sur des matériaux autoclavables
- Résistance aux faibles températures en présence d'échantillons congelés



Convivialité

- Broyage automatique
- Réglage automatique de la vitesse en cas de frottement excessif
- Fonctionnalités et sécurité de fonctionnement assurées



Résultats reproductibles

- Forts taux de récupération et faibles écarts-types en raison de la bonne granulométrie des particules
- Pas de décomposition thermique en cas de faibles durées de broyage
- Pas d'effets d'entraînement grâce aux procédures de nettoyage simplifiées
- Broyage sans contamination avec le couteau en céramique

Complétez votre gamme de produits



SpeedDigester
K-439 / K-425 / K-436
Minéralisation IR



HydroEx H-506
Hydrolyse acide



FatExtractor E-500
Rapide et conforme
Extraction



ProxiMate™
Instrument NIR pour les
environnements les plus
difficiles

